



ООО "Бест Фабрик"
Предприятие применяет
упрощенную систему
налогообложения
НДС не облагается
Счет-фактура не выдается

ПАСПОРТ

Стол ветеринарный универсальный СВУ -7(2 электропривода) .

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.562.П.007623.02.09

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ10.В04286

Код ОК 005 (ОКП): 562100. арт. с 2912-11-05,

ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, ТО 5621-001-71288996-2006

1. Описание и технические характеристики изделия:

Каркас металлический сварной окрашен порошковой краской RAL 9016 MP LULF.

Ветеринарный стол с двумя электроприводами СВУ-7.V-образная столешница регулируется электроприводами по высоте от 70 до 98 см и по наклону от 0° до 45°. Регулировка наклона самих створок столешницы осуществляется механическим способом, с помощью фиксаторов-барашков. Наружные габариты столешницы 1350x640, размеры нержавеющей частей 1300x315. Под столешницей, между створками, расположен желоб для слива отходов из нержавеющей стали и прямоугольный лоток для сбора жидкостей. Лоток легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Наружные габариты столешницы 1350x640.

Ветеринарный хирургический стол со столешницей из нержавеющей стали и электрической регулировкой высоты. Изменение высоты трансформирующихся частей осуществляется электроприводом с пульта управления.

Столешница имеет множество крючков и петель по краям. Электропривод мощностью 290Вт обладает грузоподъемностью в 400 кг, что позволяет работать с очень крупными животными.

Ветеринарный стол СВУ уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний.

Максимально допустимая нагрузка	200 кг
Допустимая нагрузка на элемент трансформации	
Габариты в стационарном положении	
Длина	1350 мм
Ширина	640 мм
Высота	От 700 до 980 мм
Масса	От 52 кг
Угол трансформации	0° -45°

2. Указания по технике безопасности

2.1. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости.

2.2. Запрещается использовать неисправное изделие.

2.3. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

3. Техническое обслуживание

3.1. Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

3.2. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

4. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации

4.1. Изделие должно храниться, транспортироваться и эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -10°C до +35°C и относительной влажности 80%.

4.2. Устойчивость к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85.

4.3. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков.

4.4. Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие изготовитель ООО «Бест Фабрик» гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

5.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии

- при наличии механических повреждений изделия

- при не соблюдении пунктов: 2.3.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4.

- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

Претензии и предложения принимаются по тел.

• **Москва**

□ **Санкт-Петербург**

495 620-58-59

812 424-37-97

499 197-44-22

812 643-36-11

Адрес: Москва, Балтийская , 11.

Санкт-Петербург, Благодатная, 65

Электронная почта:

Москва: mzk@c zdr.ru

Санкт-Петербург: spb@czdr.ru
Общие вопросы: info@czdr.ru

<http://tdvet.ru/>

Дата выпуска ____ / ____ /20 г.

М.П.