

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений подголовник мягкий поставляется в упакованном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в изделие технические изменения.

ООО «Горское»

142400, г. Ногинск Московской обл., ул. 200 лет города, д. 2

Тел: (495) 223-26-52

Паспорт

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
КГУ-01 VLANA**

Подголовник мягкий



2018г

Назначение изделия:

используется в комплекте к креслу гинекологическому для удобства размещения пациента на кресле.

Технические характеристики:

Подголовник мягкий, эргономичный по форме, изготовлен из латексного пенополиуретана с покрытием из искусственной кожи, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов и ультрафиолетовому облучению.

Габаритные размеры, мм:

длина – 300мм
Ширина – 200мм
Высота – 90мм

Масса (с упаковкой), кг – 0,45 кг

Характеристики для транспортировки:

Объем, м. куб. – 0,0054

Поставляется в собранном виде, кол-во мест – 1 .

Срок службы – 6 лет.

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации подголовника мягкого

1. Транспортировка подголовника мягкого на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
 - упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20° до +40°С.
2. Подголовник мягкий может храниться только в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0° до +40°С.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды +25° не более 80%

Дата производства

Штамп производителя

Дата продажи

