

Паспорт

Стол манипуляционный

СМ 02

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.AУ04.В.66701 от 13.04.2018 г.

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для оснащения учреждений и организаций.
- 1.2. Столешница мягкая с покрытием винилискожей и имеет металлический каркас ножек.
- 1.3. Каркас устанавливается на четыре регулируемые опоры, что позволяет легко перемещать надкроватный столик.
- 1.4. Металлокаркас ножек окрашен методом полимерной порошковой окраски.

2. Основные технические характеристики.

| Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг не более |
|------------------------|--------|---------|-----------------------|
| высота | ширина | глубина | |
| 710 | 550 | 370 | 10 |

3. Комплект поставки.

| № п/п | Наименование (размеры, мм) | Кол-во, шт. |
|----------|------------------------------------|----------------|
| 1 | Столешница | 1 |
| 2 | Металлокаркас бок в сборе | 2 |
| 3 | Соединительная деталь труба 450 мм | 2 |
| 4 | Опора регулируемая | 4 |
| 5 | Болт М 8*40 | 4 |
| 6 | Саморез 4*35 | 4 |
| 7 | Паспорт | 1 |
| 8 | Упаковка | 1 |

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

- 4.1. Распаковать компоненты тумбы.
- 4.2. При помощи ключа прикрепить боковые каркасы к соединительным трубам.
- 4.3. Установить столешницу и закрепить при помощи саморезов.
- 4.4. Установить опоры на каркас.
- 4.5. Поставить стол в исходное положение и при помощи регулировки опор выровнять по полу.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.