

## СХЕМА СБОРКИ

1. Снимите упаковку с изделия.
2. Извлеките из пакета комплектующие (винты и шайбы).
3. Совместите верхние отверстия одной из стоек с отверстиями поперечин и наживите винтами.
4. Повторите операцию с другой стороны.
5. Также зафиксируйте нижние поперечины.
6. Затяните с достаточным усилием все винты.
7. Вложите полки в рамки, образовавшиеся в процессе сборки.



## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оборудование транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 504444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования оборудования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Оборудование должно храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

## ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Наружные поверхности оборудования должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% мощного средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% р-ром хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев при соблюдении правил хранения и эксплуатации. Начало гарантийного срока исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем, но не позднее полугода с даты изготовления.

Замечания о дефектах, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по усовершенствованию его конструкции, просим сообщать по почте: medsnab2011@yandex.ru

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Медснаб-Груп»



Г.Э. Хайрулин

«08» августа 2012 г.

## **ПАСПОРТ**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ**

**«МСГ»**

**по ТУ 9452-001-56718502-2012  
Р.У. № ФСР 2012/13719**



Производитель ООО «Медснаб-Груп»,  
Россия, 119072, Москва, Берсеневская набережная, д. 18-20-22, стр. 3

## СОДЕРЖАНИЕ

Столики инструментальные.....	
Схема сборки.....	
Транспортировка и хранение.....	
Чистка и дезинфекция.....	
Гарантийные обязательства.....	

Оборудование медицинское «МСГ», предназначено для использования в процедурных кабинетах, реанимационных палатах, на постах медсестер и др. кабинетах медицинских учреждений.

Перечень видов и исполнений оборудования выпускаемый ООО «Медснаб-Груп»:

### **Столик инструментальный передвижной СИ-01-«МСГ», на колесах.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Длина: 740 мм.  
Ширина: 450 мм.  
Высота: 830 мм.  
Полки: стекло.  
Количество полок: 2.  
Количество ручек: 2.  
Наличие бортика: нет.  
Диаметр колес: 50 мм.



Столик инструментальный передвижной СИ-01-«МСГ», на колесах, с двумя стеклянными полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-01-«МСГ» изготавливаются из стекла.

## СТОЛИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Все инструментальные столики массой не более 16 кг, в зависимости от модели.  
Максимальная нагрузка на полку – 10 кг.  
Средний срок службы – 8 лет.

### **Столик инструментальный передвижной СИ-02-«МСГ», на колесах.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Длина: 740 мм.  
Ширина: 450 мм.  
Высота: 830 мм.  
Полки: стекло/нержавейка.  
Количество полок: 2.  
Количество ручек: 1.  
Наличие бортика: есть.  
Диаметр колес: 50 мм.



Столик инструментальный передвижной СИ-02-«МСГ», на колесах, с двумя полками с стеклянной и металлической. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-02-«МСГ» изготавливаются из стекла и нержавеющей стали.

### **Столик инструментальный передвижной СИ-04-«МСГ», на колесах**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Длина: 740 мм.  
Ширина: 450 мм.  
Высота: 830 мм.  
Полки: нержавейка.  
Количество полок: 2.  
Количество ручек: 1.  
Наличие бортика: есть.  
Диаметр колес: 50 мм.



Столик инструментальный передвижной СИ-04-«МСГ», на колесах, с двумя металлическими полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-04-«МСГ» изготавливаются из нержавеющей стали.

### **Столик инструментальный передвижной СИ-031-«МСГ», на колесах.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Длина: 740 мм.  
Ширина: 450 мм.  
Высота: 830 мм.  
Полки: стекло.  
Количество полок: 3.  
Количество ручек: 2.  
Наличие бортика: есть.  
Диаметр колес: 50 мм.



Столик инструментальный передвижной СИ-031-«МСГ», на колесах, с тремя стеклянными полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-031-«МСГ» изготавливаются из стекла.

### **Столик инструментальный передвижной СИ-034-«МСГ», на колесах.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Длина: 740 мм.  
Ширина: 450 мм.  
Высота: 830 мм.  
Полки: нержавейка.  
Количество полок: 3.  
Количество ручек: 2.  
Наличие бортика: есть.  
Диаметр колес: 50 мм.



Столик инструментальный передвижной СИ-034-«МСГ», на колесах, с тремя металлическими полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-034-«МСГ» изготавливаются из нержавеющей стали.