

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.26772/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", место нахождения 127422, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 2, ЭТ 7 ПОМ I КОМ 11, ОГРН 1037700172476, ИНН 7707084551, телефон +7 4952343240, электронная почта smp@spetsmedpribor.ru
В ЛИЦЕ: Генеральный директор, ШИШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Стол медицинский с электроприводом СТЭП в различных вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-40307665-2017:

I. Варианты исполнения:

1. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 1).
2. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 2).
3. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 3).
4. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 1).
5. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 2).
6. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 2/1).
7. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 3).
8. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 4).
9. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 4/1).

II. Состав:

1. Столешница различной конфигурации и размера - 1 шт.
2. Колонна подъемного механизма в сборе (различных производителей) - 1 шт.
3. Четырехколесная опора в сборе - 1 шт.

III. Принадлежности:

1. Комплект принадлежностей, в составе:

- винт М8 ГОСТ 11738-84 - 4 шт.;
- декоративная гайка М8 (используется только для столов СТЭП-01 (исп. 3), СТЭП-02 (исп. 3), СТЭП-02 (исп. 4), СТЭП-02 (исп. 4/1)) - 4 шт.
- шайба диаметром 8 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 4 шт.;
- винт М6 ГОСТ 11738-84 - 4 шт.;
- шайба диаметром 6мм ГОСТ Р-52646-2006 - 4 шт.;
- шестигранный ключ 5 мм. ГОСТ 11737-93 - 1 шт.;
- шестигранный ключ 6 мм. ГОСТ 11737-93 - 1 шт.;
- шнур питания с заземлением IEC 60320 С 13|EU-Schuko 10A/250В длина 1.8 м R-10-Cord-C13-S-3 - 1 шт.;
- предохранители в сетевой колодке ГОСТ Р 50339.0-2003 - 2 шт.
- отвертка - 1 шт.

2. Комплект принадлежностей для СТЭП-01 (исп. 2), в составе:

- винт М6 Мебельный с усом ГОСТ 7801-81 - 4 шт.;
- гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.;
- гайка М8 ГОСТ 5915-70 - 1 шт.;
- шайба диаметром 6 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 4 шт.;
- шайба диаметром 8 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 1 шт.;
- шурупы (саморезы по дереву) ГОСТ 11650-80 - 4 шт.;
- ключ 7811-0458С1Х9 ГОСТ2839-80 - 1 шт.;
- шнур питания с заземлением IEC 60320 С13|EU-Schuko 10A/250В длина 1.8 м R-10-Cord-C13-S-3 - 1 шт.;
- предохранители в сетевой колодке ГОСТ Р 50339.0-2003 - 2 шт.;
- ключ гаечный 10х13, 7811-0458С1Х9 ГОСТ2839-80 - 1 шт.;
- отвертка - 1 шт., Стол медицинский с электроприводом СТЭП в различных вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-40307665-2017;

I. Варианты исполнения:

1. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 1).
2. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 2).
3. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп. 3).
4. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 1).
5. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 2).
6. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 2/1).
7. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 3).
8. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 4).
9. Стол медицинский с электроприводом СТЭП-02 (исп. 4/1).

II. Состав:

1. Столешница различной конфигурации и размера - 1 шт.
2. Колонна подъемного механизма в сборе (различных производителей) - 1 шт.
3. Четырехколесная опора в сборе - 1 шт.

III. Принадлежности:

1. Комплект принадлежностей, в составе:

- винт М8 ГОСТ 11738-84 - 4 шт.;
- декоративная гайка М8 (используется только для столов СТЭП-01 (исп. 3), СТЭП-02 (исп. 3), СТЭП-02 (исп. 4), СТЭП-02 (исп. 4/1)) - 4 шт.
- шайба диаметром 8 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 4 шт.;
- винт М6 ГОСТ 11738-84 - 4 шт.;
- шайба диаметром 6мм ГОСТ Р-52646-2006 - 4 шт.;
- шестигранный ключ 5 мм. ГОСТ 11737-93 - 1 шт.;
- шестигранный ключ 6 мм. ГОСТ 11737-93 - 1 шт.;
- шнур питания с заземлением IEC 60320 С 13|EU-Schuko 10A/250В длина 1.8 м R-10-Cord-C13-S-3 - 1 шт.;
- предохранители в сетевой колодке ГОСТ Р 50339.0-2003 - 2 шт.
- отвертка - 1 шт.

2. Комплект принадлежностей для СТЭП-01 (исп. 2), в составе:

- винт М6 Мебельный с усом ГОСТ 7801-81 - 4 шт.;
- гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 4 шт.;
- гайка М8 ГОСТ 5915-70 - 1 шт.;
- шайба диаметром 6 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 4 шт.;
- шайба диаметром 8 мм ГОСТ Р 52646-2006 - 1 шт.;
- шурупы (саморезы по дереву) ГОСТ 11650-80 - 4 шт.;
- ключ 7811-0458С1Х9 ГОСТ2839-80 - 1 шт.;
- шнур питания с заземлением IEC 60320 С13|EU-Schuko 10A/250В длина 1.8 м R-10-Cord-C13-S-3 - 1 шт.;
- предохранители в сетевой колодке ГОСТ Р 50339.0-2003 - 2 шт.;
- ключ гаечный 10х13, 7811-0458С1Х9 ГОСТ2839-80 - 1 шт.;
- отвертка - 1 шт., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", 127422, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 2, ЭТ 7 ПОМ I КОМ 11, адрес места осуществления деятельности: 127422, РОССИЯ, Г

код ОКПД 2: 32.50.30.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 50444-2020, Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 6866О.210722 выдан 21.07.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Оникс», аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛО2";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.07.2022 по 28.07.2025

М.П.

Заявитель

подпись

ШИШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.